

Anti-Hur/Elavl1 Anticorpo Policlonal De Coelho (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Número do item: CM0024275



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HuR/ELAVL1 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Reconhece a proteína de ligação ao RNA HuR, estabiliza mRNAs contendo ARE; ideal para estudos de regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HuR/ELAVL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1994
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 do HuR/ELAVL1 humano (NP_001410.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15717
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo