


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hus1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

Número do item: CM0028139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HUS1 humano (O60921), uma proteína de checkpoint de 32kDa. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudos de reparo de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HUS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	hHUS1; HUS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3364
GeneID	3364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do HUS1 humano (NP_004498.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O60921
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo