


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Hus1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Número do item: CM0014131



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra a proteína do ponto de verificação HUS1 humana (32kDa). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dano ao DNA e pontos de verificação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HUS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	hHUS1; HUS1
Espécie	Humano
ID do Gene	3364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do HUS1 humano (NP_004498.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60921
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo