

Anti-Hus1B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Nhy5

Número do item: CM0016946

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína de ponto de verificação HUS1B humana, validado para western blot (WB) e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com camundongo e rato, tornando-o adequado para estudos multiespécies de regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HUS1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	HUS1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	135458
GeneID	135458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-278 do HUS1B humano (NP_683762.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8NHY5
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo