


Anticorpo Policlonal Anti-Huwe1 Para Wb E Elisa - Q7Z6Z7

Número do item: CM0019259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HUWE1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta HUWE1 (~482 kDa) em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HUWE1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Espécie	Humano
ID do gene	10075
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de HUWE1 humano (NP_113584.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q7Z6Z7
Peso da proteína	482 kDa
Envio	Bolsa de gelo