

Anti-Hvem/Tnfrsf14 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q92956

Número do item: CM0020975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HVEM/TNFRSF14 humano, validado para Western blot e ELISA. Este receptor de membrana de 30 kDa media a coestimulação imune, respostas antivirais e a entrada de herpesvírus. Adequado para pesquisa em imunologia, doenças infecciosas e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HVEM/TNFRSF14 Coelho pAb
Observações/Apelido	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8764
GeneID	8764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-202 do HVEM/TNFRSF14 humano (NP_003811.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo