

Anticorpo Monoclonal Anti-Hyal1 Para Wb, Elisa - Q12794

Número do item: CM0004369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho HYAL1 para Western blot (WB) e ELISA, reativo com humano. Tem como alvo a hialuronidase-1, envolvida na progressão tumoral e na função lisossomal. Adequado para pesquisas sobre câncer e mucopolissacaridose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HYAL1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; hialuronidase-1
Espécie	humano
ID do Gene (Humano)	3373
ID do Gene	3373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-435 do HYAL1 humano (NP_149349.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12794
Peso Proteico	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
Envio	Saco de gelo