

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hyal1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12794

Número do item: CM0027167



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HYAL1 humano (Hialuronidase-1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de progressão tumoral e doenças de depósito lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho HYAL1
Observações/Alíase	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3373
ID do Gene	3373
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12794
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo