

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Iah1 Para Wb, Elisa - Q2Taa2

Número do item: CM0013947

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IAH1, uma lipase provável envolvida no metabolismo lipídico. Validado para aplicações WB e ELISA com reatividade cruzada a humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 28 kDa. Ideal para pesquisas sobre hidrolases e degradação de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IAH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IAH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	285148
GeneID	285148
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q2TAA2
Peso Molecular da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo