

Anti-Iapp (Amilina, Dap) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10997

Número do item: CM0027580



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IAPP humano (Amilina/DAP), adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos sobre homeostase energética e agregação de amiloide na diabetes tipo 2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IAPP pAb Coelho
Observações/Apelido	DAP; IAP; IAPP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3375
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-89 do IAPP humano (NP_000406.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10997
Peso da Proteína	10 kDa
Envio	Saco com gelo