

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ibsp Para Wb, Elisa - P21815

Número do item: CM0020543

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à sialoproteína de ligação à integrina (IBSP) humana, validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de mineralização óssea e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IBSP Rabbit pAb
Observações/Alias	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3381
GeneID	3381
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da IBSP humana (NP_004958.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21815
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo