

Anti-Ibtk Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9P2D0

Número do item: CM0015886

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-IBTK validado para WB e ELISA. Tem como alvo o IBTK humano (151kDa), um inibidor da quinase BTK envolvido no desenvolvimento de células B e na transcrição de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IBTK Rabbit pAb
Observações/Apelido	BTKI; BTBD26; IBTK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25998
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1200 do IBTK humano (NP_056340.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2D0
Peso da Proteína	151kDa
Envio	Saco de gelo