

Anticorpo Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo - Q00238

Número do item: CM0011329

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ICAM-1/CD54 de rato, conjugado com e validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar adesão leucocitária, inflamação e tráfego de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Rato ICAM-1/CD54
Observações/Apelido	CD54; ICAM; Icam1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3383
ID do Gene	25464
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-493 do ICAM-1/CD54 de rato (NP_037099.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00238
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo