


Anticorpo Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Número do item: CM0002432



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho de alta especificidade direcionado ao ICAM-1/CD54 humano (UniProt P05362). Validado para WB, IHC-P, FC e ELISA. Ideal para estudar adesão leucocitária, ativação endotelial e mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ICAM-1/CD54
Observações/Apêndices	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3383
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ICAM-1/CD54 humano (P05362))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo