

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Número do item: CM0008850

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-ICAM-1/CD54 de alta especificidade, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reconhece a ICAM-1 de camundongo e rato para estudos de adesão celular e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de camundongo contra ICAM-1/CD54
Observações/Aliases	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3383
GeneID	15894
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 da ICAM-1/CD54 de camundongo (NP_034623.1)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P13597
Peso da proteína	59 kDa
Transporte	Bolsa de gelo