


Anticorpo Policlonal Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb E Elisa - P05362

Número do item: CM0017515



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ICAM-1/CD54 humano (BB2, CD54), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre adesão, inflamação e entrada viral. UniProt: P05362.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-480 da ICAM-1/CD54 humana (NP_000192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05362
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo