

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q00238

Número do item: CM0011796

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ICAM-1/CD54 de rato, validado para WB, IHC-P, FC, ELISA. Reage com rato. Ideal para estudar adesão leucocitária, migração transendotelial e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho ICAM-1/CD54
Observações/Apelido	CD54; ICAM
Espécie	Rato
GeneID (humano)	3383
GeneID	25464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-493 do ICAM-1/CD54 de rato (NP_037099.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00238
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo