


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05362

Número do item: CM0027566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ICAM-1/CD54 humano (SWISS P05362). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar adesão celular, migração de leucócitos e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM-1/CD54 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 do ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05362
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo