

Anti-Icam1 (Cd54) Anticorpo Policlonal Para Wb, If-P, Elisa - Q00238

Número do item: CM0023438

introdução

Icam1 pAb de Coelho (anticorpo policlonal) validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo a molécula de adesão intercelular 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238. Ideal para estudos de adesão celular e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Icam1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD54; ICAM; Icam1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3383
GeneID	25464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-493 do Icam1 de rato (NP_037099.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q00238
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo