

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Icam1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13597

Número do item: CM0021886

introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra ICAM1 (CD54) de camundongo, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com homo sapiens, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de adesão de leucócitos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM1 pAb de Coelho
Observações/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3383
GeneID	15894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-320 da ICAM1 de camundongo (NP_034623.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo