

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Icam2 / Cd102 Para Wb, Elisa - P35330

Número do item: CM0003157



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-ICAM2/CD102 de camundongo para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a adesão de leucócitos e as interações de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM2 / CD102 mAb de coelho
Observações/Apelidos	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Espécie	Camundongo
GeneID	15896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da ICAM2 / CD102 de camundongo (P35330)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35330
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo