

Polymab® De Coelho Anti-Icam2/Cd102 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Número do item: CM0006114



introdução

Anti-ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb® (monoclonal recombinante) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece ICAM2 de camundongo, uma molécula de adesão celular envolvida na migração de leucócitos. Imunogen recombinante, 31 kDa, envio em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3384
GeneID	15896
Imunogen	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-222 de ICAM2/CD102 de camundongo (NP_034624.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35330
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco de gelo