

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Icam3/Cd50 Para Wb, Ihc-P, Fc - P32942

Número do item: CM0009460



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ICAM3/CD50 humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Ideal para estudar adesão de leucócitos e interações de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ICAM3/CD50
Observações/Apelido	CD50; CDW50; ICAM-R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3385
GeneID	3385
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-114 do ICAM3 humano (NP_002153.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso Proteico	60kDa
Envio	Em saco de gelo