

Anticorpo Monoclonal Anti-Icam5 (Telencefalina) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q60625

Número do item: CM0009046

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra ICAM5 de camundongo (Telencefalina), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com proteínas de origem humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas em neurociência sobre adesão neuronal e dendritogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ICAM5
Observações/Apelido	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7087
GeneID	15898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-227 de ICAM5 de camundongo (NP_032345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q60625
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo