

Anticorpo Policlonal Anti-Ick Para Wb, Elisa - Q9Upz9

Número do item: CM0026516



introdução

Anticorpo policlonal anti-ICK pronto para IVD, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a serina/treonina proteína quinase ICK (Q9UPZ9) para pesquisas de ciliogênese, desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICK Rabbit pCo
Observações/Apelido	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22858
ID do Gene	22858
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do ICK humano (NP_057597.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPZ9
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco com gelo