

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Icmt Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Número do item: CM0015769

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ICMT de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para estudar vias de prenilação e metilação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23463
GeneID	23463
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-284 do ICMT humano (NP_036537.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60725
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo