

Anticorpo Monoclonal Anti-Icos/Cd278 Para Wb E Elisa - Q9Y6W8

Número do item: CM0012342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ICOS/CD278 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo um importante receptor coestimulador de células T, crucial para respostas imunes e produção de anticorpos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICOS/CD278 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Espécie	Humano
GeneID	29851
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ICOS/CD278 humano (Q9Y6W8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6W8
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Em saco de gelo