

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Icos/Cd278 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Wvs0

Número do item: CM0006708

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ICOS (CD278) de camundongo, validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Adequado para pesquisa de costimulação de linfócitos T e resposta imune. Reage com camundongo. SWISS: Q9WVS0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICOS/CD278 mAb de Coelho
Observações/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29851
GeneID	54167
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-142 do ICOS/CD278 de camundongo (NP_059508.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de gelo