


Anti-Icos/Cd278 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

Número do item: CM0024340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ICOS/CD278 humano (Q9Y6W8), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de coestimulação de células T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICOS/CD278 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29851
GeneID	29851
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-140 do ICOS/CD278 humano (NP_036224.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6W8
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo