

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Icosl Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75144

Número do item: CM0026343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ICOSL humano (CD275/B7-H2). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de coestimulação de células T e checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICOSL Rabbit pAb
Observações/Apelido	B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23308
GeneID	23308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 do ICOSL humano (NP_056074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75144
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo