

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ict1/Mrp-L58 Para Wb, Elisa - Q14197

Número do item: CM0016969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ICT1/MRP-L58 para detecção por WB e ELISA de ICT1 humano e murino, uma peptidil-tRNA hidrolase mitocondrial. Ideal para pesquisa de terminação da tradução mitocondrial e reciclagem de ribossomos. - Q14197

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3396
ID do Gene	3396
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-206 da ICT1 humana (NP_001536.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14197
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo