

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Id1 Para Wb & Elisa - P41134

Número do item: CM0026351

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-ID1 de alta qualidade para aplicações em WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a proteína inibidora de ligação ao DNA ID-1, com peso molecular de 16 kDa. Ideal para estudos de regulação transcricional, diferenciação celular e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ID1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ID; bHLHb24; ID1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3397
GeneID	3397
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 do ID1 humano (NP_002156.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41134
Peso Molecular da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo