

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Id2 Para Wb, Elisa - Q02363

Número do item: CM0026716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ID2 humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o regulador transcricional ID2, um inibidor bHLH envolvido na diferenciação, ritmo circadiano e câncer. UniProt: Q02363.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ID2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3398
GeneID	3398
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ID2 humano (NP_002157.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02363
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo