

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ide [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14735

Número do item: CM0004578



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra IDE humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece IDE humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da degradação da insulina e depuração da beta-amiloide. SWISS: P14735.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KD] Anticorpo monoclonal de coelho contra enzima degradadora de insulina/IDE                                                              |
| Observações/Alias   | INSULYSIN                                                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 3416                                                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 3416                                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da enzima degradadora de insulina (IDE) humana (NP_004960.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                                |
| SWISS               | P14735                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 118kDa                                                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                           |