

Anticorpo Policlonais Anti-Idh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Número do item: CM0024338



introdução

O IDH1 Rabbit pAb da CamelBio tem como alvo a isocitrato desidrogenase citoplasmática, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato e macaco. Essencial para estudos de metabolismo cancerígeno e ciclo TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IDH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3417
GeneID	3417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do IDH1 humano (NP_005887.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	075874
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo