

Anticorpo Monoclonal Anti-Idh1 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - 075874

Número do item: CM0007639



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao IDH1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta a NADP-isocitrato desidrogenase citoplasmática, fundamental para a geração de NADPH e vias metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IDH1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3417
ID do Gene	3417
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075874
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo