

Anticorpo Policlonal Anti-Idh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P48735

Número do item: CM0024866



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à IDH2 humana, uma enzima mitocondrial do ciclo de Krebs. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb IDH2 Coelho
Observações/Apelido	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3418
GeneID	3418
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 193-452 da IDH2 humana (NP_002159.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48735
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo