

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Idh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Número do item: CM0003306



introdução

A CamelBio oferece o mAb de Coelho IDH2 (P48735) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta IDH2 humano, de rato e camundongo. Confiável para pesquisa em metabolismo e estudos de doenças. Fonte única de suprimentos para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho IDH2
Observações/Apelido	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3418
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 353-452 do IDH2 humano (P48735)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48735
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo