

Anti-Idh3A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Número do item: CM0018002



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IDH3A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Imunógeno de proteína recombinante garante especificidade. Adequado para estudar o ciclo do TCA e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IDH3A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RP90; IDH3A
Espécie	Humano
GeneID	3419
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-366 do IDH3A humano (NP_005521.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50213
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo