

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Idh3B Para Wb, If, Elisa - O43837

Número do item: CM0017369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a IDH3B, a subunidade beta da isocitrato desidrogenase dependente de NAD mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa do ciclo de TCA e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	IDH3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	RP46; IDH3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3420
ID do Gene	3420
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-170 da IDH3B humana (NP_008830.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43837
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em bolsa de gelo