

Anticorpo Policlonal Anti-Ido1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Número do item: CM0019037



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IDO1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta IDO1 humano e de rato. Ferramenta essencial para pesquisa em metabolismo do triptofano e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IDO1 pAb Coelho
Observações/Apelido	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
Espécie	Humano
ID do Gene	3620 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-403 do IDO1 humano (NP_002155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo