

Anti-Ido1O Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Número do item: CM0003468



introdução

Anti-IDO1 Rabbit PolymAb® de alta qualidade para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta IDO1 humano (P14902), uma enzima chave no catabolismo de triptofano e tolerância imunológica, adequada para pesquisas de câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IDO1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	IDO; INDO; IDO-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3620
GeneID	3620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-403 do IDO1 humano (NP_002155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo