


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ids Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22304

Número do item: CM0023420



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Iduronato 2-sulfatase (IDS) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de doenças de armazenamento lisossômico e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	IDS Rabbit pAb
Observações/Apelido	ID25; MPS2; SIDS; IDS
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3423
GeneID	3423
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-290 da IDS humana (NP_000193.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22304
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo