

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ier3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Número do item: CM0030071

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-IER3 para aplicações de western blot, IHC em parafina e ELISA. Detecta IER3 humano e de camundongo, um marcador chave na sinalização ERK e na resistência ao estresse em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IER3 Rabbit pAb
Observações/Alias	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8870
GeneID	8870
Imunógeno	Pepídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do IER3 humano (NP_003888.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46695
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo