

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ier5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Vy09

Número do item: CM0020744



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína do gene de resposta imediata precoce 5 (IER5), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Adequado para amostras de humano, camundongo e rato. Envolvido na regulação da transcrição, resposta ao choque térmico e controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IER5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SBBI48; IER5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51278
GeneID	51278
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do IER5 humano (NP_057629.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5VY09
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo