

## Anticorpo Policlonal Anti-Iffo2 Para Wb, Elisa - Q5Tf58

Número do item: CM0026120

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2), validado para WB e ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para estudar esta proteína de filamento intermediário conservada com domínio coiled-coil.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome do Produto     | IFFO2 Coelho pAb                      |
| Observações/Apelido | IFFO2                                 |
| Espécie             | Humano                                |
| GeneID (Humano)     | 126917                                |
| GeneID              | 126917                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de IFFO2 humano |
| Fonte               | Coelho                                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                |
| Aplicação           | WB, ELISA                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato              |
| SWISS               | Q5TF58                                |
| Peso Proteico       | 57kDa                                 |
| Envio               | Saco de gelo                          |