

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifi16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16666

Número do item: CM0017380



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFI16 humano (também conhecido como PYHIN2, IFNGIP1) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa em imunidade inata, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFI16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3428
ID do Gene	3428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do IFI16 humano (NP_001351796.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16666
Peso Proteico	88kDa
Envio	Bolsa de Gelo