

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifi16 - Q16666

Número do item: CM0022818



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFI16 para WB, FC e ELISA. Detecta IFI16 humano, um sensor de DNA da imunidade inata e regulador transcricional envolvido na defesa antiviral e no câncer. Ideal para estudos de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IFI16 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; proteína 16 induzível por interferon gama
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3428
ID do gene	3428
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-785 da IFI16 humana (NP_001351796.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q16666
Peso da proteína	75kDa/82kDa/88kDa
Envio	Em bolsa de gelo