

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifi27 Para Wb E Elisa - P40305

Número do item: CM0015947

introdução

O anticorpo policlonal de coelho IFI27 (pseudônimo ISG12A) reconhece especificamente a proteína 27 indutível por interferão alfa, mitocondrial. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, reage cruzadamente com rato. Ideal para investigar a apoptose induzida por interferão do tipo I, mecanismos de defesa viral e sinalização mitocondrial. Gerado contra um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do IFI27 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFI27 pRabbit pAb
Observações/Pseudônimo	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Espécie	Humano
GenelD	3429 (Humano)
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IFI27 humano (NP_005523.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P40305
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo