

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifi30 Para Wb E Elisa - P13284

Número do item: CM0015470

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IFI30 (GILT) humano, adequado para Western blot e ELISA. Útil para o estudo do processamento de antígenos de MHC classe I/II e da atividade de tiol redutase lisossomal em células apresentadoras de antígeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFI30 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10437
GeneID	10437
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da IFI30 humana (NP_006323.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13284
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo